

Innowacyjne podejście do opieki nad pacjentem z nietrzymaniem stolca

Minimalizacja ryzyka uszkodzenia skóry

Minimalizacja ryzyka zakażenia

Eliminacja nieprzyjemnych zapachów

Poprawa komfortu pracy personelu medycznego

Poprawa jakości życia pacjentów

teraz w nowej ulepszonej wersji



Flexi-Seal[®] FMS

– nowe opakowanie, mniejsze niż poprzednie, zrobione z podlegającego recyklingowi plastiku, przypomina kształtem muszlę, co ułatwia przechowywanie zestawu.

Informacja o produkcji.

Jest mniejsza i mniej skomplikowana, łatwiejsza do zrozumienia, a przez to bardziej przyjazna dla użytkownika.

Kolorowy port do irygacji, oznaczony kolorem niebieskim, ułatwia prawidłowe zastosowanie systemu.

Miękki, niskociśnieniowy balonik wypełniony wodą lub roztworem soli fizjologicznej zapewnia komfort dla pacjenta, zmniejsza ryzyko uszkodzenia odbytnicy oraz minimalizuje ryzyko kontaktu kału ze skórą pacjenta.



Miękki, elastyczny, silikonowy rękaw odprowadzający zapewnia efektywny przepływ stolca.

Zamknięty worek zbiorczy zapewnia skuteczną zbiórkę stolca.

Oznakowana strzykawka. Zaznaczono na niej skalę do 45 ml, co zmniejsza ryzyko nadmiernego napełnienia balonika i dyskomfortu pacjenta.

System do kontrolowanej zbiórki stolca Flexi-Seal[®] FMS ułatwia opiekę nad pacjentem z nietrzymaniem stolca o konsystencji płynnej lub półpłynnej.

Przed zastosowaniem proszę zapoznać się z pełną informacją o produkcie.

Opis przypadku pacjenta

Po zastosowaniu systemu Flexi-Seal® FMS



Bożena Wyszomirska
Pielęgniarka Oddziałowa
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, Wojewódzki Szpital Bródnowski,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 03-242 Warszawa-Bródno, ul. Kondratowicza 8

Pacjentka

S. B., kobieta, 67 lat

Rozpoznanie

Stan ogólny ciężki, nieprzytomna, niewydolna oddechow.

Pacjentka została przyjęta do Oddziału Intensywnej Terapii z chirurgii przez blok operacyjny z następującym rozpoznaniem: stan po wszczępieniu stentu do tętnicy szyjnej zewnętrznej, podejrzenie udaru mózgu.

Przebieg terapii

U pacjentki w 7. dobie po zabiegu wystąpiła biegunka. W pierwszej dobie biegunki zastosowano zestaw Flexi-Seal® FMS (zamknięty system zapewniający zbiórkę płynnego i półpłynnego stolca).

Cel terapii

Zastosowanie zestawu Flexi-Seal® FMS miało na celu:

- zmniejszenie ryzyka powstania odparzeń w okolicy odbytu
- zmniejszenie ryzyka przerwania ciągłości tkanki
- ograniczenie zakażeń wewnątrzoddziałowych
- dokładny pomiar wydalanego stolca, w celu prowadzenia właściwego bilansu wodnego
- poprawę komfortu pacjenta
- eliminację nieprzyjemnych zapachów
- ograniczenie zużycia pościeli w oddziale, podkładów, środków higienicznych, gazy, itp.

Osiągnięte wyniki

W 11. dobie pobytu otrzymaliśmy wyniki posiewów, gdzie u pacjentki stwierdzono salmonellę (przyczyna biegunki). W oddziale nie stwierdzono wystąpienia zakażenia salmonellą u innych pacjentów, jak również u personelu. Maksymalna ilość wydalanego stolca do worków zbiorczych wynosiła do 2500 ml na dobę.

W 25. dobie u pacjentki został usunięty Flexi-Seal® FMS – maksymalny czas stosowania zestawu to 29 dni. Z uwagi na długotrwałe unieruchomienie, u Pacjentki powstała odleżyna na kości ogonowej. Trzeba jednak podkreślić, że nastąpiło to dopiero w 20. dobie, co należy uznać za sukces terapeutyczny.

Wnioski

Pielęgnacja odleżyny przy założonym zestawie Flexi-Seal® FMS jest dużo łatwiejsza dla pielęgniarek przy mniejszym nakładzie ich pracy – osiągamy bardziej skuteczny efekt terapeutyczny. Nie dochodzi do zanieczyszczenia odleżyny i jednocześnie do jej zakażenia. Nie stwierdzono odczynów alergicznych. Personel medyczno-pielęgniarski ma nadzieję, iż używanie zestawu Flexi-Seal® FMS będzie standardem postępowania u pacjentów, u których występuje biegunka.

Pozornie wydaje się, iż cena jednostkowa zestawu Flexi-Seal® FMS jest dość wysoka, natomiast po obliczeniu kosztów, jakie ponosi oddział na: • pościel (pranie, prasowanie, transport) • podkłady jednorazowe • rękawiczki lateksowe • dezynfekcję • opatrunki specjalistyczne • środki pielęgnacyjne • utylizację,

cena zestawu Flexi-Seal® FMS zwraca się po 5-6 dobach od zastosowania.

W kolejnych dobach stosowania zestawu Flexi-Seal® FMS oddział oszczędza na w/w kosztach.



System do kontrolowanej zbiórki stolca Flexi-Seal® FMS
ułatwia opiekę nad pacjentem z nietrzymaniem stolca o konsystencji płynnej lub półpłynnej.
Przed zastosowaniem proszę zapoznać się z pełną informacją o produkcie.

ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 66, faks (22) 579 66 44
bezpłatna infolinia: 0 800 120 093, e-mail: dzial.pomocy@bms.com, www.convatec.pl

®/TM oznacza zarejestrowany znak towarowy ConvaTec Inc. Prawa autorskie – © 2008 ConvaTec.



Otwórz się na możliwości™