

Odkryj życie bez obaw

**gdy płytka pasuje**

**idealnie**



[Technologia  
**PŁYTEK  
PLASTYCZNYCH**  
ConvaTec]

Instrukcja **stosowania**

 **ConvaTec**  
A Bristol-Myers Squibb Company



## Jak stosować płytkę Stomahesive® plastyczną systemu Combihesive 2S

Przed nałożeniem płytki dokładnie oczyść skórę wokół stomii wodą z mydłem. Zastosowane mydło, najlepiej szare, nie powinno zawierać olejków ani kremów nawilżających. Po umyciu skórę optucz i dokładnie osusz. Ręce i skóra wokół stomii powinny być czyste, suche i wolne od jakichkolwiek rozpuszczalników i tłustych substancji. Podczas formowania płytki nie zdejmuj przezroczystej folii ochronnej znajdującej się na przylepcu płytki ani papieru ochronnego z otaczającego przylepiec elastycznego kołnierza.

**1**

Przed nałożeniem płytki musisz dopasować jej otwór do kształtu i wielkości Twojej stomii. Przyłóż płytkę do stomii. Wykorzystaj przezroczystą folię ochronną zabezpieczającą powierzchnię przylepca płytki. Umożliwi Ci to właściwą ocenę, jak dużo materiału płytki należy uformować.





**2**

Rozpocznij proces modelowania płytki stomijnej. Umieść kciuki (lub palce) w środku otworu startowego płytki i zacznij ruchem rolującym modelować materiał płytki. Podczas modelowania i kształtowania otworu przytrzymuj płytkę przy stomii. Dzięki temu możesz widzieć stomię przez folię ochronną. Obserwowanie stomii podczas formowania płytki pozwoli uformować otwór o kształcie i wielkości zbliżonym do stomii.



**3**

Po prawidłowym uformowaniu otworu w płytce, odklej przezroczystą folię ochronną zabezpieczającą powierzchnię przylepca płytki





- [4]** Po odklejeniu folii ochronnej wycentruj otwór nad stonią i przyklej płytkę do skóry delikatnie ją przyciskając.



- [5]** Palcami, delikatnie dociśnij brzeg płytki tak aby przylegał do stonii. Dzięki „Efektowi Pamięci” materiał płytki sam dopasuje się do kształtu i wielkości stonii.



[6

Po dopasowaniu, przyciśnij uformowany brzeg płytki na całym obwodzie stomii. Następnie przytrzymaj płytkę stomijną w miejscu przez minimum 30 sekund, aby dobrze przykleiła się do skóry.



[7

Zdejmij papier ochronny z otaczającego przylepiec elastycznego kotnierza hydrokoloidowego i przyciśnij kotnierz do skóry, wygładzając ewentualne nierówności.



## Zakładanie worka

**8** Przed założeniem worka pozwól, aby do jego środka dostała się niewielka ilość powietrza, rozchylając nieznacznie jego ścianki.



**9** Ułóż worek w taki sposób, aby jego plastikowy pierścień pokrywał się z pierścieniem znajdującym się na płytce stomijnej. Połącz oba pierścienie rozpoczynając od dołu i posuwając się ruchem okrężnym ku górze, a następnie z powrotem ku dołowi do punktu wyjścia. Usłyszysz kilka kliknięć. Świadczą one o prawidłowym połączeniu płytki z workiem.



## Jak postępować z elastycznym kołnierzem hydrokoloidowym podczas noszenia płytki.

- Brzegi kołnierza mogą się zawijać, kiedy są wystawione na działanie wody.
- Wytrzyj wtedy kołnierz do sucha, wygładź wszelkie nierówności i przyciśnij z powrotem na miejsce.
- Uważaj, aby nie dopuścić do kontaktu kołnierza z rozpuszczalnikami, olejkami ani kremami.

## Zdejmowanie płytki stomijnej

Jedną ręką przytrzymaj skórę i delikatnie odklej od niej płytkę. W celu zdjęcia płytki stomijnej i usunięcia ewentualnych pozostałości można użyć specjalnych gazików do zmywania skóry ConvaCare®.



## Płytki plastyczne. Dostępne rodzaje, rozmiary i ceny.

### Combihesive 2 S<sup>®</sup> – system dwuczęściowy

#### Płytki Stomahesive<sup>®</sup> plastyczna

Rozmiar	Nr katalogowy	Nr SAP	Ilość szt. w opak.	Cena za 1 szt. z VAT	Cena za 1 opak. z VAT
45/12-22 mm	41825	1220321	5	19,15	95,75
45/22-33 mm	41827	1220323	5	19,15	95,75
57/33-45 mm	41829	1220333	5	19,15	95,75
70/45-56 mm	41831	1220333	5	19,15	95,75

#### Płytki Convex<sup>®</sup> plastyczna

Rozmiar	Nr katalogowy	Nr SAP	Ilość szt. w opak.	Cena za 1 szt. z VAT	Cena za 1 opak. z VAT
45/13-22 mm	411452	1187544	5	26,75	133,75
45/22-33 mm	411453	1187545	5	26,75	133,75
57/33-45 mm	411454	1187546	5	26,75	133,75

### Esteem synergy<sup>™</sup> – system synergiczny

#### Płytki Convex<sup>®</sup> plastyczna

Rozmiar	Nr katalogowy	Nr SAP	Ilość szt. w opak.	Cena za 1 szt. z VAT	Cena za 1 opak. z VAT
do 35 mm	409271	1164325	5	18,90	90,95
do 48 mm	409272	1164326	5	18,90	90,95
do 61 mm	409273	1164327	5	18,90	90,95

Aby uzyskać pomoc lub dodatkowe informacje, prosimy dzwonić  
pod bezpłatny numer Działu Pomocy ConvaTec  
**0-800 120-093**

lub odwiedzić naszą stronę internetową [www.convatec.pl](http://www.convatec.pl)

Pełny tekst instrukcji obsługi zawarty jest w ulotce dołączonej do produktu.